

ČO JE SALITAIR?

Salitair je príručná inhalačná pomôcka naplnená kryštálmi kamennej soli z Európskych solných baní vo Wieliczce. V týchto solných baniach sa liečia pacienti s chorobami dýchacích ciest ako sú astma, dýchacie alergie, opakované infekcie dýchacích ciest. Zariadenie bolo navrhnuté k využitiu liečivej mikroklímy solných baní v domácnosti. Pomáha zbavovať sa hlienu a zlepšuje fyzickú kondíciu. Je navrhnutá tak, aby poskytovala vysoký komfort, ľahké čistenie a jednoduchú výmenu soľnej náplne. Solné mikročastice prechádzajúce dýchacím systémom očisťujú dýchacie cesty, prenikajú do ich najhlbších miest, uvoľňujú hlien, vďaka čomu sa uľahčuje dýchanie a vykašľovanie hlienov. Salitair je ideálnou náhradou prímorských a jaskynných pobytov a účinne dopĺňa farmaceutickú liečbu.



ČO JE SALITAIR?

Salitair je príručná inhalačná pomôcka naplnená kryštálmi kamennej soli z Európskych solných baní. Zariadenie bolo navrhnuté k využitiu liečivej mikroklímy solných baní v domácnosti. Salitair sa skladá z niekoľkých častí (viď obr. 2). Ústna časť a horný filter sú upevnené bajonetovým spojom k nádržke a odpájajú sa v prípade čistenia, alebo výmeny kryštálov kamennej soli.

PRV AKO ZAČNETE

Salitair je pred prvým použitím prázdny. Pred použitím prepláchnite inhalačnú pomôcku horúcou vodou a nechajte dôkladne vysušiť. Naplňte ju kryštálmi soli, keď je úplne suchá. Pred plnením odpojte ústnu časť a horný filter podľa obr. 3. Nasypte do nádržky približne 60-70 gramov kamennej kryštálovej soli (približne 1/3 obsahu balenia). Po opätovnom spojení jednotlivých častí do celku je inhalačná pomôcka pripravená k použitiu. Počas doby, kedy ju nepoužívate, nasadte ochrannú krytku na koniec ústnej časti (viď. obr. 1).

AKO SALITAIR FUNGUJE?

Počas inhalovania prúdiaci vzduch zachytáva drobné kryštálky soli, ktoré putujú do dýchacieho systému. Prúdenie vzduchu spôsobuje, že pri inhalácii sú drobné mikročastice soli obohatené vlhkosťou okolitého ovzdušia, čím sa vytvára mikroklíma podobná solným baniam, ktorá očisťuje celý dýchací systém.

AKO POUŽÍVAŤ SALITAIR

Dýčajte normálnou intenzitou, vložte ústnu časť medzi pery, vdychujte pomaly cez ústa a vydychujte nosom. Nevdychujte ústami späť do inhalátora! Na začiatku očistovacieho procesu sa môže objaviť kašeľ, alebo kýchanie. Doporučená doba inhalovania je 15-25 minút denne. Pre dosiahnutie najlepšieho účinku používajte Salitair denne počas celého roka.

ČISTENIE PRI POUŽÍVANÍ

Používajte iba jemne vlhčenú utierku. Voda sa nesmie dostať do nádrže so soľnou náplňou.

ČISTENIE PRED POUŽITÍM

Po vyprázdnení nádržky, opláchnite pod tečúcou horúcou vodou. Nepoužívajte čistiace prostriedky. Neumývajte v umývačke riadu. Pred naplnením nádržky novými kryštálmi soli musí byť inhalačná pomôcka úplne suchá.

VÝMENA SOĽNEJ NÁPLNE

Odporúča sa vymieňať kryštály raz za mesiac. Pred výmenou odpojte ústnu časť a horný filter od nádržky podľa obrázku 3. Pri odpájaní a skladaní netočte viac, ako je uhol zobrazený na obrázku 3, aby ste nepoškodili bajonetový spoj. Vysypte použité kryštály soli. Opätovne naplňte nádržku novými kryštálmi s hmotnosťou spolu 60-70 gramov. Nasadte horný filter pred tým, než pripojíte ústnu časť. Po zložení je Salitair pripravený k použitiu.

SKLADOVANIE

Salitair skladujte na suchom a chladnom mieste. Neskladujte na slnku, svetlých a aromatických miestach.



Soľný inhalátor



NÁVOD NA POUŽITIE

Klinicky testovaná terapia

UPOZORNENIE

- Pred použitím si prečítajte návod.
- Pre použitie jednou osobou.
- Obsahuje malé častice. Pozor pred prehltnutím!
- Uchovajte mimo dosah detí.
- Soľ nie je určená ku konzumácii.
- Soľ chráňte pred priamym slnkom.

Nenahrádzajte a nevynechávajte liečbu ošetrojúcim lekárom! V prípade potreby konzultujte použitie s lekárom! Výrobok používajte výhradne na účely uvedené v návode na použitie!

Kamenná soľ (náhradná náplň)

Chemické zloženie:

NaCl 97,5% min, Ca 0,45% max, Mg 0,05% max, SO₄ 1,00% max, H₂O 0,50% max a voda nerozpustných častíc 1,50% max, stopový draslík, 100% prírodný materiál.

Zdravotnícka pomôcka triedy I. zákona č. 582/2008 Z.z., ktorým sa u stanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zdravotníckych pomôcok a v súlade so smernicou EU 93/42/EEC a 2007/47/EC.



Výrobca:
Medi-Direct International Ltd,
Unit 1, Holly Court Business Park,
Landmere Lane, Edwalton,
Nottingham, NG12 4DG, UK
www.salitair.com

Distribútor pre Slovensko:
4 LIFE, s.r.o.
Pri cintoríne 36
010 04 Žilina
www.4lifesk.eu