



Cert ISO 13485:2003
MD 92931



Stimulátor k potlačeniu bolesti bez použitia lieku

Vlastnosti a výhody

- liečba bez liekov
- bezpečný a ľahko použiteľný
- klinicky testovaný
- zdravotnícka pomôcka triedy IIa
- manipulácia vám zaberie iba 30 sekún
- žiadne vedľajšie účinky
- použitie v mieste bolesti, alebo na akupunktúrne body
- ľahký a prenosný
- pracuje aj cez ľahký odev

Účinnosť

- Artritída
- Reumatizmus
- Osteoporóza
- Bolesti v krížoch
- Bolesti chrbta
- Migréna
- Menštruačná bolesť
- Bolesti svalov a kĺbov
- Tenisový lakeť
- Fibromyalgia

Čo je PainGone™?

PainGone™ je unikátny stimulátor k potlačeniu bolesti bez použitia lieku. Liečba pomocou pera PainGone™ je účinná a nenáročná na použitie, postačia vám iba tri jednodominútové liečby denne. Jednoducho stačí kliknúť na tlačidlo, čo zabezpečí okamžitú úľavu priamo na mieste bolesti, navyše je táto liečba rovnako účinná aj cez ľahký odev. Pero PainGone™ je klinicky schválené a pri jeho zavedení získalo ocenenie ako "najlepší lekársky produkt roka".



Cert ISO 13485:2003
MD 92931



Ako PainGone™ funguje?

Pero PainGone™ funguje na základe princípov elektrickej nervovej stimulácie (z ang. TENS alebo TNS) terapie, ktorá je klinicky dokázaná a je vysoko účinná pri liečbe rôznych bolestí. Funguje na princípe stimulácie nervov a nervových zakončení nízkofrekvenčným elektrickým impulzom produkovaným piezoelektrickými kryštálmi. Tento elektrický impulz aktivuje nervovú dráhu, ktorá do mozgu vysielá správu tzv. "volanie o pomoc". Mozog reaguje odoslaním endorfínov (vlastné látky tela na úľavu od bolesti) do oblasti s cieľom zastaviť bolesť. Táto stimulácia frekvencie tak môže poskytovať dlhšiu a často okamžitú úľavu.

Často kladené otázky

Ako môžem použiť PainGone™?

PainGone™ je zariadenie jednoduché na použitie, nemusíte používať žiadne káble, alebo podložky. Použitie je jednoduché: Chyťte PainGone™ do ruky, pevne chyťte kovový krúžok ukazovákom, určite miesto bolesti a umiestnite naň pero PainGone™ a stlačte tlačidlo 30 – 40 krát. PainGone™ je účinné v okruhu 15 cm. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov, používajte PainGone™ pravidelne. PainGone™ môže byť taktiež použité na akupunktúrne body, čím dosiahnete širšie výsledky, napr. v prípade kedy nie je možné priamo identifikovať bod bolesti.

Ako často by som mal použiť PainGone™?

PainGone™ môžete používať tak často, ako budete potrebovať. Nemôžete sa predávkovať a neexistujú žiadne vedľajšie účinky.

Ako dlho trvá kým PainGone™ začne účinkovať?

V mnohých prípadoch PainGone™ začne účinkovať takmer okamžite, alebo v priebehu niekoľkých hodín či dní. Niektorí ľudia môžu zaznamenať výrazný efekt až po štrnástich dňoch používania.

Bude to fungovať aj u mňa?

PainGone™ je jedinečná forma TENS terapie, ktorá dosahuje ohromujúcu úspešnosť 90% u chorých, ktorí PainGone™ používali dlhodobejšie.

Ako mám vedieť, či je moje pero PainGone™ funkčné?

Keď stlačíte aktivačné tlačidlo, pero cvakne. Pokiaľ PainGone™ vydáva tento zvuk, môžete si byť istí, že je zariadenie funkčné.

Aká je životnosť pera PainGone™?

Životnosť je okolo 100.000 kliknutí.

Ak nebudem používať PainGone™, vybije sa?

Nie, pero PainGone™ zostane rovnako nabitý aj počas obdobia nečinnosti.